



PRÉPARATION DE PRDUITS SPÉCIAL PARAPHARMACEUTIQUES

PRODUIT

SAVON DOUX BACTERCLEAN

CONDITIONNEMENT

FLACON EN POLYPROPYLÈNE

Autorisation de production N°139 à la date du 08/07/2019

Autorisation de production N°160 à la date du 05/04/2010

COMPOSITION

EAU PURIFIÉE
SAUDIUM LAURETH SULFATE
LAURAMIDE DEA
COCOBETAINE
AGENT HYDRATANT: GLYCÉRINE VÉGÉTALE
ACIDE CYTRIQUE
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE



INDICATIONS

BacterClean est un savon doux recommandé aux professionnels du secteur médical pour le lavage simple des mains et le nettoyage corporel des patients.

CARACTÉRISTIQUES

ASPECT: LIQUIDE VISQUEUX
COULEUR: INCOLORE
ODEUR: CARATÉRISTIQUE
DENSITÉ: 1 - 1.1 G/CM3
PH: 6.0 -7.0
MATIÈRE ACTIVE ANIONIQUE: 5 - 6%

MODE D'EMPLOI

Déposer une dose dans le creux de la main.
Savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes.
Rincer abondamment et sécher avec soins.



1 FROTTER

vigoureusement ses paumes l'une contre l'autre, puis chaque paume sur le dos de l'autre main.



2 ENTRELACER

ses doigts, puis continuer de frotter en changeant leur croisement.



3 FROTTER

le bout de ses doigts pliés les uns contre les autres.




4 INSÉRER

ses pouces entre les doigts de l'autre main.



5 FROTTER

ses ongles (courts de préférence) dans la paume de l'autre main.



6 LAYER ses poignets.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Par voie cutanée exclusivement.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- Eviter l'exposition prolongée du produit à la chaleur.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement à l'eau pendant plusieurs minutes.

Date de péremption: 3 ans